

KERN OZB-A56 16

Objetivo auxiliar acromático 2 x

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Marca | Optics |
| Categoría de producto | Instrumento óptico |
| Grupo de producto | Objetivo auxiliar |

Diseño

| | |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 55×55×25 mm |
| Peso neto | 0,5 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,50 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,70 kg |
| Peso de envío | 0,7 kg |

Objetivo

| | |
|-------------------------------|------------|
| Calidad del objetivo | Acromático |
| Objetivo aumento | 2 x |
| Objetivo distancia de trabajo | 35 mm |