

KERN OBB-A 1493

KERN

Objetivo plan acromático infinito para una gran distancia de trabajo, 4 x / 0,11 (12,1 mm)

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo de microscopio

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo

Calidad del objetivo	Plan infinito
Objetivo aumento	4 x
Apertura numérica	0,11
Objetivo distancia de trabajo	12,1 mm