

# KERN OZB-A4208

Antimicótico 2 x

# KERN

## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo de microscopio

### Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

### Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	55×55×25 mm
Peso neto	0,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

### Objetivo

Objetivo aumento	2 x
Objetivo distancia de trabajo	81 mm