

KERN OBB-A 1266

KERN

Objetivo plan acromático infinito (sin cubreobjetos) para una gran distancia de trabajo, 50 x /0,7, (1,95 mm) (con suspensión)

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo de microscopio

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo

Calidad del objetivo	Plan infinito
Objetivo aumento	50 x
Apertura numérica	0,7
Objetivo distancia de trabajo	1,95 mm