

# KERN OBB-A 1268

**KERN**

Objetivo plan acromático infinito 5 x /0,1, (12,1 mm) (sin cubreobjetos)



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo de microscopio

### Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

### Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

### Objetivo

Calidad del objetivo	Plan infinito
Objetivo aumento	5 x
Apertura numérica	0,1
Objetivo distancia de trabajo	12,1 mm