

KERN OBB-A 1293

KERN


Objetivo plan infinito (sin cubreobjetos) para una gran distancia de trabajo 40 x /0,65 (3,9 mm (con suspensión))

Pictogramas

STANDARD



1 DAY



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo de microscopio

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

Objetivo

Calidad del objetivo	Plan infinito
Objetivo aumento	40 x
Apertura numérica	0,65
Objetivo distancia de trabajo	3,9 mm