


# KERN OBB-A 1295

**KERN**

Objetivo plan infinito (sin cubreobjetos) para una gran distancia de trabajo 50 x /0,7 (1,95 mm (con suspensión))

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Objetivo de microscopio

## Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	65×40×40 mm
Peso neto	0,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,6 kg

## Objetivo

Calidad del objetivo	Plan infinito
Objetivo aumento	50 x
Apertura numérica	0,7
Objetivo distancia de trabajo	1,95 mm