

KERN OBB-A 1523

KERN

Ocular: HWF 10 x / Ø 22 mm (con escala 0,1 mm) (ajustable)

Pictogramas

STANDARD



1 DAY



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marca | Optics |
| Categoría de producto | Instrumento óptico |
| Grupo de producto | Ocular de microscopio |

Diseño

| | |
|-------------|---|
| Anti fungus | ✓ |
|-------------|---|

Ocular

| | |
|------------------------|----------------|
| Ocular ancho de campo | HWF |
| Punto de vista | High Eye Point |
| Ocular aumento | 10 x |
| Ocular campo de visión | 22 mm |
| Ocular escala | 0,1 mm |

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 85×65×45 mm |
| Peso neto | 0,1 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,10 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,40 kg |
| Peso de envío | 0,4 kg |