

KERN 307-02

KERN

Pesas individuales, Clase OIML E1, 2 g, Botón, Acero inoxidable pulido



Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-232
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-232

Pictogramas

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	307

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	2 g
Peso de control - volumen (cm ³)	0,25
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0031
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,012 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7270
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8890
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	6×10 mm
Material	Acero inoxidable pulido

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	6×6×10 mm
Peso neto	0,002 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg