

# KERN 307-12

Pesas individuales, Clase OIML E1, 2 kg, Botón, Acero inoxidable pulido



## Servicios

|  |         |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS                | 963-242 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-242 |

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoría

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Marca                 | KERN            |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto     | OIML E1         |
| Familia de productos  | 307             |

## Sistema de medición

|   |       |
|---|-------|
| Peso de control - valor nominal                               | 2 kg  |
| Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )                  | 250   |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> ) | 3,125 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-)                      | 1 mg  |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML)                       | 7934  |
| Peso de control - Densidad [Max] (OIML)                       | 8067  |
| Peso de control OIML clase                                    | E1    |

## Diseño

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Forma constructiva pesa | Botón                   |
| Dimensiones (Ø×A)       | 60×100 mm               |
| Material                | Acero inoxidable pulido |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 60×60×100 mm         |
| Peso neto                        | 2 kg                 |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 2,0 kg               |
| Peso bruto aprox.                | 2,0 kg               |
| Peso de envío                    | 2 kg                 |