

KERN 307-13

Pesas individuales, Clase OIML E1, 5 kg, Botón, Acero inoxidable pulido



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-243
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-243

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	307

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	5 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	625
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	7,8125
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	2,5 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7934
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8067
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	80×140 mm
Material	Acero inoxidable pulido

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	80×80×140 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envío	5 kg