

# KERN 307-14

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML E1, 10 kg, Botón, Acero inoxidable pulido



## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-244
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-244

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	307

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	1250
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	15,625
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	5 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7934
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8067
Peso de control OIML clase	E1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	100×185 mm
Material	Acero inoxidable pulido

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	100×100×185 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg