

KERN 308-31

KERN

Pesas de miligramos, E1, 1 mg, Cableado, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 0,1 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-251

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	308

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0001
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0001
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,003 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	100000
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	5×5×2 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	5×5×2 mm
Peso neto	0,000001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg