

KERN 307-03

KERN

Pesas individuales, Clase OIML E1, 5 g, Botón, Acero inoxidable pulido



Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-233
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-233

Pictogramas

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	307

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	5 g
Peso de control - volumen (cm ³)	0,625
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0078
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,016 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7620
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8420
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	8×15 mm
Material	Acero inoxidable pulido

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	8×8×15 mm
Peso neto	0,005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg