

# KERN 308-36

# KERN

Pesas de miligramos, E1, 50 mg, Cableado, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 0,1 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-256

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	308

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	50 mg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0063
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,004 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	3400
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	100000
Peso de control OIML clase	E1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	11×11×3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	11×11×3 mm
Peso neto	0,00005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg