

KERN 308-38

KERN

Pesas de miligramos, E1, 200 mg, Cableado, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 0,1 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-258

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML E1 |
| Familia de productos | 308 |

Sistema de medición

| | |
|---|----------|
| Peso de control - valor nominal | 200 mg |
| Peso de control - volumen (cm ³) | 0,025 |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³) | 0,0005 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 0,006 mg |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML) | 5300 |
| Peso de control - Densidad [Max] (OIML) | 16000 |
| Peso de control OIML clase | E1 |

Diseño

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Cableado |
| Dimensiones peso (A×P×A) | 10×10×4 mm |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 10×10×4 mm |
| Peso neto | 0,0002 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |