

KERN 308-39

KERN

Pesas de miligramos, E1, 500 mg, Cableado, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 0,1 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-259

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	308

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	500 mg
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0625
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0013
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,008 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	6300
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	10900
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	15×15×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	15×15×4 mm
Peso neto	0,0005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg