

# KERN 307-04

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML E1, 10 g, Botón, Acero inoxidable pulido



Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-234
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-234

## Pictogramas

## OPTION

DAkkS  
+3 DAYS

## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	307

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	10 g
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	2,5
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,025 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7840
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8170
Peso de control OIML clase	E1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	13×22 mm
Material	Acero inoxidable pulido

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	13×13×22 mm
Peso neto	0,02 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg