

KERN 307-09

KERN

Pesas individuales, Clase OIML E1, 500 g, Botón, Acero inoxidable pulido



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-239
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-239

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	307

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	500 g
Peso de control - volumen (cm ³)	62,5
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,7813
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,25 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7934
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8067
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	38×63 mm
Material	Acero inoxidable pulido

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	38×38×63 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg