

KERN 307-11

KERN

Pesas individuales, Clase OIML E1, 1 kg, Botón, Acero inoxidable pulido



Servicios

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 963-241 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-241 |

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML E1 |
| Familia de productos | 307 |

Sistema de medición

| | |
|---|--------|
| Peso de control - valor nominal | 1 kg |
| Peso de control - volumen (cm ³) | 125 |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³) | 1,5625 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 0,5 mg |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML) | 7934 |
| Peso de control - Densidad [Max] (OIML) | 8067 |
| Peso de control OIML clase | E1 |

Diseño

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Dimensiones (Ø×A) | 48×80 mm |
| Material | Acero inoxidable pulido |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 48×48×80 mm |
| Peso neto | 1 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 1,00 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,00 kg |
| Peso de envío | 1 kg |