


# KERN 328-07

# KERN

Pesas de miligramos, F1, 100 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-457
Número de artículo para calibración DAkkS	962-457
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-457

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	328

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	100 mg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0116
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0002
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,05 mg
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Peso neto	0,0001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg