

# KERN 318-32

Pesas de miligramos, E2, 2 mg, Cableado, acero inoxidable pulido (OIML)



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-352
Número de artículo para calibración DAkkS	962-352
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-352

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	2 mg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0003
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,006 mg
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	6×6×2 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	6×6×2 mm
Peso neto	0,000002 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg