

KERN 318-37

Pesas de miligramos, E2, 100 mg, Cableado, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-357
Número de artículo para calibración DAkkS	962-357
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-357

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	100 mg
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0125
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0003
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,016 mg
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	9×9×3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	9×9×3 mm
Peso neto	0,0001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg