


KERN 318-06

KERN

Pesas de miligramos, E2, 50 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-356
Número de artículo para calibración DAkkS	962-356
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-356

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	50 mg
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0058
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0001
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,012 mg
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	7,5×6×3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	7,5×6×3 mm
Peso neto	0,00005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg