


KERN 318-01

KERN

Pesas de miligramos, E2, 1 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-351
Número de artículo para calibración DAkkS	962-351
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-351

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 mg
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0004
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0001
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,006 mg
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Peso neto	0,00001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg