

# KERN 346-07

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-644
Número de artículo para calibración DAkkS	962-644

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	346

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	1389
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	115
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	500 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	3000
Peso de control OIML clase	M1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	193×96×117 mm
Material	acero inoxidable

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	193×96×117 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg