

KERN 346-06

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-643
Número de artículo para calibración DAkkS	962-643

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	346

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	5 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	694,4
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	57,9
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	250 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	3000
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	150×68×96 mm
Material	acero inoxidable

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×68×96 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envío	5 kg