

KERN 347-01

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-631
Número de artículo para calibración DAkkS	962-631

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 g
Peso de control - volumen (cm ³)	0,125
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0016
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 mg
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	6×6 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	6×6×6 mm
Peso neto	0,001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg