

KERN 357-11

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-641

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	357

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	119,0476
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	2,4093
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	160 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300
Peso de control OIML clase	M2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	48×80 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	61×61×94 mm
Peso neto	1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg