

KERN 367-04

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 10 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-634

Pictogramas

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	367

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	10 g
Peso de control - volumen (cm ³)	1,1905
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0241
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	20 mg
Peso de control OIML clase	M3

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	10×17,5 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	10×10×17 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg