

KERN 347-141

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Controlar el peso, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-644
---	---------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	1250
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	15,625
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	500 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Controlar el peso
Dimensiones (Ø×A)	136×132 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	137×137×132 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg