

KERN 357-14

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 10 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-644

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	357

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	1190,4762
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	24,093
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1,6 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300
Peso de control OIML clase	M2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	100×185 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	115×115×198 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg