

# KERN 357-12

# KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 2 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-642

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	357

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	2 kg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	238,0952
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	4,8186
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	300 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300
Peso de control OIML clase	M2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	60×100 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	72×72×115 mm
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2 kg