

KERN 367-12

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M3, 2 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-642
-------------------------------------------	---------

Pictogramas

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	367

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	2 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	238,0952
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	4,8186
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 g
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
Peso de control OIML clase	M3

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	60×100 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	60×60×100 mm
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,0 kg