

# KERN 357-03

# KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 5 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-633

## Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	357

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	5 g
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	0,5952
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	0,012
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	5 mg
Peso de control OIML clase	M2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	8×14 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	24×24×51 mm
Peso neto	0,005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg