

KERN 347-13

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envío	5 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-643
Número de artículo para calibración DAkkS	962-643

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	5 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	625
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	7,8125
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	250 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	80×147 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	80×80×147 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg