

KERN 347-06

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-636
Número de artículo para calibración DAkkS	962-636

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	50 g
Peso de control - volumen (cm ³)	6,25
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0781
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	3 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	4000
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	18×29,5 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	18×18×29 mm
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg