

KERN 326-04

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 10 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-434
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-434

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	10 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,2 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	6000
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	12000
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (Ø×A)	10×17,3 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	10×10×17 mm
Peso neto	0,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg