

KERN 327-141

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 10 kg, Controlar el peso, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 10 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-444

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	1250
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	15,625
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	50 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Controlar el peso
Dimensiones (Ø×A)	136×132 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	136×136×132 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg