

KERN 326-37

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-444
---	---------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	10 kg
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	15,625
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	50 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	193×96×117 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	193×96×117 mm
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg