

KERN 317-09

KERN

Pesas individuales, Clase OIML E2, 500 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso neto aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-339
Número de artículo para calibración DAkkS	962-339
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-339

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	317

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	500 g
Peso de control - volumen (cm ³)	62,5
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,7813
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,8 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7810
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8210
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	38×63 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	38×38×63 mm
Peso neto	0,5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes