

KERN 317-11

KERN

Pesas individuales, Clase OIML E2, 1 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso neto aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envío	1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-341
Número de artículo para calibración DAkkS	962-341
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-341

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	317

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	125
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	1,5625
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1,6 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7810
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8210
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	48×82 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	48×48×82 mm
Peso neto	1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes