

KERN 326-01

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 1 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)

Número de artículo para
divergencia positiva garantizada 921-431

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,1 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	3000
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (Ø×A)	6×6 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	6×6×6 mm
Peso neto	0,001 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-431
---	---------