

KERN 327-02

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 2 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 0,1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 952-432

Número de artículo para calibración DAkkS 962-432

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-432

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	2 g
Peso de control - volumen (cm ³)	0,25
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0031
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,12 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	4000
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	6×11 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	6×6×11 mm
Peso neto	0,002 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg