

KERN 337-05

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-435
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-435

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	337

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	20 g
Peso de control - volumen (cm ³)	2,5
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0313
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,8 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	4800
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	24000
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	13×23,5 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	13×13×23 mm
Peso neto	0,02 kg
Método de envío	Servicio de paquetes