

KERN 327-15

Pesas individuales, Clase OIML F1, 20 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	20 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-445
Número de artículo para calibración DAkkS	962-445
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-445

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	20 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	2500
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	31,25
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	100 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	129×245 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	129×129×245 mm
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes