

KERN 336-38

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-445

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	336

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	20 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	300 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	6400
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	10700
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	233×115×147 mm
Material	acero inoxidable

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	233×115×145 mm
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	20 kg