

KERN 337-15

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Peso neto aprox. 20 kg

Peso bruto aprox. 20 kg

Peso de envío 20 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-445

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-445

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	337

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - valor nominal	20 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	2500
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	31,25
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	300 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	6400
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	10700
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	128×230 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	128×128×230 mm
Peso neto	20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes