

# KERN 327-13

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML F1, 5 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso neto aprox. 5,0 kg

Peso bruto aprox. 5,0 kg

Peso de envío 5 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 952-443

Número de artículo para calibración DAkkS 962-443

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-443

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	5 kg
Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )	625
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	7,8125
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	25 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	80×147 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	80×80×147 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes