

KERN 336-36

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F2, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-443

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	336

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	5 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	80 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	6400
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	10700
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	150×68×96 mm
Material	acero inoxidable

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×68×96 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envío	5 kg